

Ameliyathane Paslanmaz Ekipmanları



Mayo Masası

304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Ayakları tekerlekli
Boyu 90 cm' den 135 cm kadar boyu ayarlanabilir
İsteğe göre farklı tasarım ve ölçülerde üretim yapılır



154,00

Terlik Arabası

Terliklerin dizilimi için tasarlanmıştır
Raf sayısı boyutları isteğe göre tasarlanır
Tekerleklerin ikisi fren sistemine sahiptir



baygen

Kep, Bone Dolabı

Kep, bone ve maskeleri koymak için tasarlanmıştır
304 Paslanmaz çeliktir
Dolap üç bölümden oluşmaktadır
Alt bölüm yarım açılan çekmece
Rotil ayak



Ameliyathane Dolabı

Kilitlenebilir dolap
Rotil ayak
İsteğe göre imalat



150,00

Çeskobalar

304 kalite paslanmaz çelik
Dikişsiz paslanmaz çelik profil



DES San. Sit. 1.Cd. D3 Bl. No:27 34776
Yukarı Dudullu, İstanbul

Telefon : +90 216 365 40 99
Faks : +90 216 365 40 89

info@baygenlab.com
www.baygenlab.com