



Paslanmaz Dolap & Tezgahlar

304 ve 316 Paslanmaz Çelikten İmal


Çeşitli Ebatlarda Dolap ve Tezgahlar



Patoloji laboratuvarları için uzun ömürlü ve genel laboratuvar koşullarına dayanıklı tasarımlar

İsteğe göre çarpma ya da sürgülü kapı

Çeşitli ebatlarda üretim imkanı İsteğe bağlı olarak havalandırma sistemlerine entegre edilebilme





Çalışma Tezgahı

- 316 paslanmaz çelikten çalışma yüzeyi
- 304 paslanmaz çelikten gövde, raflar
- Ayarlanabilir rotol ayaklar
- Evveli ya da evyesiz modeller
- Çift cidarlı çarpma veya sürgü kapı
- Süpürgelik

Doku Takip Cihazı Havalandırma Kabinini

- 304 paslanmaz çelikten kabin
- 3 tarafı sürgülü, 6mm kalınlığında temperli cam
- Kabin altı raflı dolap
- Ayarlanabilir rotol ayaklar
- Havalandırma sistemine bağlanmaya hazır
- Çift cidarlı çarpma kapı



Asma ve Raflı Dolaplar

- 304 paslanmaz çelik Keson
- İsteğe bağlı raf adedi
- 304 paslanmaz çelik
- Çift cidarlı çarpma kapı
- İsteğe bağlı çekmece adedi
- Raflı dolap için ayarlanabilir rotol ayaklar



Keson

- 304 paslanmaz çelik
- İsteğe bağlı çekmece adedi
- Her yöne hareket edebilen,
- sabitlenebilir tekerlekler
- Teleskopik sistem çekmeceler

DES San. Sit. 1.Cd. D3 Bl. No:27 34776
Yukarı Dudullu, İstanbul

Telefon : +90 216 365 40 99
Faks : +90 216 365 40 89

info@baygenlab.com
www.baygenlab.com