

Paslanmaz Eskabo, Alet ve Çalışma ve Masalar

304 ve 316 Paslanmaz Çelikten Argon ile Kaynaklanmış Ameliyethaneler için Tasarlanmış, Çeşitli Ebatlarda Eskabolar ve Masalar



Eskabolar

- Basamağın tamamı 1 mm kalınlığında , 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Basamağın taşıyıcı ayakları 1,2 mm et kalınlığında,30*30 mm ebatlarında dikişsiz paslanmaz çelik profilden imal edilmiştir.
- Basamak ,tabla ölçüleri isteğe göre tasarlanır..
- Argon tekniği ile yapılan kaynak sayesinde iki metal kirlenmeden sıvı hale getirilerek birleştirilir.



Çalışma Masası

Masanın ana gövdesi ,dolabı 304 kalite 18/8 Cr -Ni paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

Farklı ebatlarda ve özelliklerde çalışma masa ları tasarlanır.

Masanın altında yere düzgün temas etmesini sağlayan ,ayarlanabilir ayaklar mevcuttur.

İsteğe göre dolabın rahat açılıp kapanması için kulp eklenebilir.

Alet Masası



Alet masasının tamamı en az 304 kalite 18/8 Cr -Ni paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

Masanın taşıyıcı ayakları 1,2 mm et kalınlığındaki dikişsiz paslanmaz malzemeden imal edilmiştir.

İstenilen ebatlarda özelliklerde tasarlanabilmektedir..

Masanın hareketini sağlayabilmek için koruyuculu ayaklara sahiptir.

DES Sanayi Sitesi 1. Cadde D3 Blok No:27 34776 Y. Dudullu Ümraniye, İstanbul

Tel: 0216 365 40 99

Faks: 0216 365 40 89

info@baygenlab.com

www.baygenlab.com

