

	Kullanıma Hazır (%10'luk Nötral Tamponlu Formalin)	Manuel Hazırlama (%10'luk Nötral Tamponlu Formalin)	Tam Otomatik Formalin Hazırlama Cihazı (FormaDose)
Kullanıcı Güvenliği	Soluma ve temas yoluyla oluşan, formaldehite maruziyetin minimumda tutulması	- Formaldehite maruziyet çok büyük orandadır - İzin verilen maruziyet sınırları (STEL ve PEL) çoğunluk aşılır	- Soluma ve temas yoluyla oluşan, formaldehite maruziyetin minimumda tutulması. Maksimum güvenlik - Makroskopi kabinlerinde bulunan formalin musluklarından formalinin direct olarak kullanımı
Güvenilir Sonuçlar	Kullanıma hazır solüsyon kullanımı ile kullanıcı hatalarının azaltılması sayesinde güvenilir sonuçlar elde edilmektedir	Formalin hazırlama aşamasında kullanıcı hatası ile oluşabilecek yanlış dozajlama riski vardır	Doğru dozajlama ile kullanıcı hatalarının azaltılması sayesinde güvenilir sonuçlar elde edilmektedir
İş Yüğü	Formalin bidonlarının sürekli olarak çalışma ortamına taşınma zorunluluğu bulunmaktadır	Tüm adımlar kullanıcı tarafından gerçekleştirilmek zorundadır	- Manuel adımlar ortadan kaldırılır - İş verimliliği maksimize edilir
Maliyet	Diğer seçeneklere nazaran en yüksek maliyet	Kullanıma hazır forma göre daha ucuzdur	Büyük ambalajlarda konsantre formaldehit alımı ile maliyetlerde ciddi oranda azalma
Kalite	Formalinin uzun süre beklemesi çökelme oluşumuna yol açabilir. Kullanım öncesi karıştırmak gerekebilir	Formalinin uzun süre beklemesi çökelme oluşumuna yol açabilir. Kullanım öncesi karıştırmak gerekebilir	- Kullanıcı her zaman taze solüsyon hazırlama imkanına sahiptir - Otomatik ve manuel karıştırma fonksiyonları sayesinde çökelti oluşmaz
pH Takibi	Formalin iyi durumda ise gerek kalmayabilir	- Kullanıcı pH metreye sahip olmalıdır - Hazırlamadan sonra ve kullanım öncesi ölçüm yapmak gerekir	Tümleşik pH metre sayesinde gerçek zamanlı takip imkanı