

SRS-5010 GERİ DÖNÜŞÜM CİHAZI

ATIK KSİLEN VE ALKOLLERİNİZİ BİRİKTİRMEYEN LABORATUVARINIZDA
TEK TUŞLA TAM OTOMATİK SRS-5010 GERİ DÖNÜŞÜM CİHAZI İLE
ATIKLARINIZI GERİ KAZANIN ZAMANDAN VE PARADAN TASARRUF EDİN
VE DOĞAYI KORUYUN!



- ❧ **KULLANICI DOSTU YAZILIM İLE İŞLEM BASAMAKLARINI TAKİP EDEBİLME İMKANI**
- ❧ **LABORATUVAR KULLANIMINA UYGUN KOMPAKT DİZAYN**
- ❧ **TAM OTOMATİK**
- ❧ **YÜKSEK VERİMLİLİK**
- ❧ **MAKSİMUM KULLANICI GÜVENLİĞİ**
- ❧ **ARD ARDA YÜKLEME İMKANI**

SRS-5010 Geri Dönüşüm Cihazı

Genel Özellikler

Cihaz alkol ve ksilenin geri dönüşümünü en efektif yapacak şekilde tasarlanmıştır.

Ayrımsal damıtma yöntemi ile verimlilik en üst seviyeye çıkarılmıştır. Alkol için %90 ksilen için %95. Cihazdaki karbon filtereler sayesinde toksik gazlar açığa çıkmaz.

Cihazın içerisindeki izolasyon sayesinde içerideki ısı dışarıya yansımaz.

Cihazda yükleme, toplama, ara atık ve atık hazneleri bulunur.

Yükleme tankı 8 litre kapasitedir.

Cihaz yaklaşık olarak ksileni 20-25dk/litre ve alkolü 30-35dk/litre damıtma hızı geri dönüşümünü sağlar.

Gaz kaçağı alarm sistemi ve kontrolsüz ısı yükselmesi durumunda sistemin otomatik kapanma özelliği ile maksimum kullanıcı güvenliği.

Cihazda var olan özel hava soğutma sistemi sayesinde herhangi dışarıdan özel bir havalandırmaya yada su bağlantısına ihtiyaç duyulmaz.

Kazanda kalan artıklar otomatik tahliye ile işlem sonunda tanktan atılır.

Biten işlem ardından soğumasını beklemeden yeni yükleme yapılabilir.

CE standartlarında üretilmiştir.

Teknik Veriler

Model Numarası	SRS-5010
Ana giriş voltajı	220-240V, 50Hz
Ölçüler	105cm x 65cm x 40cm
İşlem Süresi	Ksilen için saatte -3lt.
	Alkol için saatte -2lt.

DES San. Sit. 1.Cd. D3 Bl. No:27 34776

Yukarı Dudullu, İstanbul

Tel : +90 216 365 40 99

Faks : +90 216 365 40 89



info@baygenlab.com

www.baygenlab.com