


CPL-2010 SOĞUK PLAKA



- 110 blok yerleştirilebilir.
- 30 dereceye kadar soğutabilmesi sayesinde sıcak havalarda bile efektif soğutma bile.
- Ön tarafında bulunan açma kapama düğmesi ve kontrol menüsü sayesinde kullanıcı istediği sıcaklığa ayarlayabilir.
- Cihaz ile beraber sağlanan akrilik kapak buzlanmayı önlemektedir.
- Dispenser cihazı ile beraber kullanılabilir.

Teknik Veriler

Ölçüler(ExDxY) : 652x380x425 mm

Ağırlık : 20kg

Ortam çalışma koşulları : Oda sıcaklığında, %60nispi nem'e kadar çalışır.

Elektriksel veriler : 220V $\pm$ % 10 AC, 50 Hz



DES San. Sit. 1.Cd. D3 Bl. No:27 34776
Yukarı Dudullu, İstanbul

Telefon : +90 216 365 40 99

Faks : +90 216 365 40 89

info@baygenlab.com
www.baygenlab.com