



Doku Saklama Dolabı

Bağgen Havalandırmalı Doku Saklama Dolapları havalandırmağa bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Delikli raflar formalin buharının etkin bir şekilde emilmesini sağlar. Bu kabin sayesinde dokulardan yayılan formalin buharı efektif bir şekilde uzaklaştırılır.



- Kokusuz ve düzenli saklama ortamı
- Uzun süreli muhafaza
- Merkezi havalandırma sistemine entegrasyon
- Paslanmaz çelik veya cam kapı seçeneği



Teknik Özellikler

- Tamamı paslanmaz çelik
- 304 kalite paslanmaz çelik raflar ve atık sıvı toplayıcı
- 100 kg a kadar dayanıklı raf sistemi
- 7.5 merkezleri 1.5cm çapında delikli etkin havalandırma için uygun delikli raflar
- Havalandırma bacası kabinin üst kısmında tam ortada yer alarak etkin bir şekilde havalandırılmasını sağlar.
 - Kokusuz saklama
 - Uzun süreli muhafaza
 - Merkezi havalandırma sistemine entegrasyon
- Paslanmaz çelik veya cam kapı seçeneği

Modeller: 01-0005-01 Havalandırmalı Doku Saklama Dolabı Fanlı
01-0005-02 Havalandırmalı Doku Saklama Dolabı Fansız
01-0005-03 Havalandırmalı Doku Saklama Dolabı Bacalı

